

BRACEPASTE PART NUMBERS

- 020-026879 BracePaste jeringa de prueba, 4 grs.
- 020-026877 BracePaste kit x 2 jeringas, 8 grs. en total
- 020-026878 BracePaste kit x 4 jeringas, 16 grs. en total
- 020-026880 BracePaste kit x 20 carpules, 6 grs. en total
- 020-031573 BracePaste Cambio de Color jeringa de prueba, 4 grs
- 020-033120 BracePaste Cambio de Color kit x 2 jeringas, 8 grs. en total
- 020-031574 BracePaste Cambio de Color kit x 4 jeringas, 16 grs. en total
- 020-031575 BracePaste Cambio de Color kit x 20 carpules, 6 grs. en total
- 020-029614 BracePaste sellador MTP, frasco 6ml
- 020-032026 BracePaste Bandas y Topes Fotocurados, jeringa 4g
- 020-033121 BracePaste Bandas y Topes Fotocurados, paquete x 2 jeringas total 8g
- 020-032027 BracePaste Bandas y Topes Fotocurados, paquete x 4 jeringas total 16g
- 001-939 Dispensador de Carpules



3524 Washington Avenue
Sheboygan, Wisconsin, 53081 USA

Phone: +1 920 457 5051
Email: cs@americanortho.com
Web: americanortho.com



©2022 American Orthodontics Corporation
Todos los derechos reservados

Siga con nosotros



LITADH-027236ES APR 2022

bracepaste®
bonding products



bracepaste®
adhesive


“BracePaste tiene una sensación muy predecible y familiar. No hay deslizamiento y ahorra tiempo por la rápida y fácil limpieza de los excesos. Fue una transición sin fisuras de mi adhesivo anterior y no he tenido problemas incorporándolo a mi práctica”.

BRACEPASTE Y BRACEPASTE CAMBIO DE COLOR

El adhesivo de viscosidad media BracePaste® proporciona una unión óptima de brackets metálicos y cerámicos.

Está diseñado para minimizar el deslizamiento del bracket y facilitar la limpieza de los excesos. Tras la fotopolimerización, el bracket está listo para la ligación inmediata de los arcos. El adhesivo es compatible con la mayoría de los selladores de ortodoncia fotopolimerizables y potenciadores de unión. Ofrece una fluorescencia constante bajo la luz ultravioleta para mejorar la limpieza del adhesivo.

BracePaste Cambio de Color tiene la misma sensación familiar y manipulación del BracePaste, pero su color púrpura se vuelve translúcido al fotocurarlo para facilitar la limpieza y mejorar la colocación de los brackets.



BRACEPASTE BANDAS Y TOPES FOTOCURADOS

American Orthodontics también ofrece BracePaste Bandas y Topes Fotocurados. Liberación flúor. El cemento para bandas de curado agrega otra opción para los Ortodoncistas dentro de la familia de productos BracePaste.

El color azul del BracePaste Bandas y Topes Fotocurados permite una fácil limpieza. Proporciona una adhesión óptima de las bandas molares y no se desgastará con el esmalte opuesto. Es un sistema de una sola pasta sin necesidad de mezclar y sin restricciones de tiempo de trabajo.

BRACEPASTE MTP SELLADOR

El sellador tolerante a la humedad BracePaste sobresale en áreas de humedad difíciles de controlar y también ahorra tiempo, ya que no es necesario secar después de enjuagar y grabar. El sellador tolerante a la humedad BracePaste es compatible con la mayoría de los otros adhesivos fotopolimerizables y potenciadores de unión.

bracepaste[®]
bonding products

